



**BEDIENUNGSANLEITUNG - DE
IN 23202 Hilman inSPORTline Pflegende LED-Gesichts- und
Nackenmaske.**

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.....	3
PACKUNGSINHALT	3
SPEZIFIKATIONEN	3
VORTEILE DER NUTZUNG.....	4
ANWENDUNG	4
LED-LICHTEFFEKTE	5,6
UMWELTSCHUTZ	6
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATION	6,7,8,9

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Nicht länger als 20 Minuten pro Tag verwenden.
- Nicht für längere Zeit verwenden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Licht mit den Augen. Schauen Sie nicht in das direkte Licht der Maske. Schließen Sie bei der Anwendung die Augen. Wenn das Licht noch zu intensiv ist, bedecken Sie Ihre Augen mit einem Baumwolltuch.
- Für eine bessere Wirkung mit einer gewohnten Hautpflege verwenden.
- Das Gerät enthält Stromkreise und LED-Leuchten. Sie dürfen das Produkt nicht drücken oder falten.
- Nicht vor dem Schlafen gehen verwenden.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Das Produkt ist nicht geeignet für: Schwangere, Personen mit Epilepsie, Licht- und Hitzeallergien, Personen mit empfindlicher Haut, Hauterkrankungen, Personen mit Verletzungen oder Narben usw.
- **WARNUNG:** Das Gerät ist kein Ersatz für medizinische oder therapeutische Behandlung.

PACKUNGSINHALT

LED-Maske	1x
Nackenverlängerung	1x
Handbuch	1x
Steuerung	1x
Stromkabel	1x
Elektroden	7x

SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsleistung	DC10V 2500mA	Steuerung	Digitale Steuerung
Lichtquelle	LED-Lichter	Eingangsspannung	AC 100 – 240 V
Anzahl der LED-Leuchten	138 Maske + 54 Hals	Zeiteinstellung	5 - 60 Minuten

VORTEILE DER NUTZUNG


Bei regelmäßiger Anwendung kommt es zu:



- Verbesserung der Qualität und Elastizität der Haut
- Entfernung von Akne und Hautunreinheiten (z.B. Pigmentflecken).
- Faltenreduzierung
- Zellregeneration und Beschleunigung des Gewebestoffwechsels.
- Unterstützung der Durchblutung.
- Gesichtsdurchblutung.

ANWENDUNG

- Reinigen und trocknen Sie Gesicht und Hals sanft. Reiben Sie nicht Ihr Gesicht, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Sie können ein kosmetisches Produkt auf Gesicht und Hals auftragen, um die Hautqualität zu verbessern (Dank der LED-Strahlung kann das Produkt besser in die Haut aufgenommen werden).
- Testen Sie die Funktionen des Controllers, bevor Sie die Maske aufbringen.
- Wenn Sie die Maske mit Elektroden verwenden möchten, legen Sie diese auf die Innenseite der Maske (Sie können die Maske auch ohne Elektroden verwenden).
- Bringen Sie die Maske an Ihrem Gesicht an und verbinden Sie sie mit einem Kabel mit der Fernbedienung.
- Während des Gebrauchs keine Bücher lesen oder fernsehen oder Computer schauen. Halten Sie die Augen geschlossen. Wir empfehlen Sitzen oder Liegen.
- Drücken Sie die Farbtaste, um eine Farbe auszuwählen: Rot, Blau, Grün, Lila, Gelb, Hellblau oder Weiß.
- Verwenden Sie die beiden Pfeile (Zeit), um die Zeit einzustellen (wir empfehlen 10-20 Minuten). Beginnen Sie mit einer KÜRZEREN Zeit bei der Verwendung der Maske.
- Verwenden Sie die Helligkeitstaste, um die Lichtintensität anzupassen. Stellen Sie die Intensität zu Beginn der Anwendung auf den NIEDRIGSTEN Wert und erhöhen Sie die Intensität nach 3 Anwendungen allmählich.
- Die Mikroelektronik-Taste wird verwendet, um die Intensität des Mikrostroms einzustellen, der durch sanfte Impulse an die Haut abgegeben wird. Beginnen Sie wieder mit der niedrigsten Einstellung, die Sie schrittweise erhöhen können.
- Mit der Schaltfläche Flicker starten Sie das Flackern der Maske, das für eine höhere und intensivere Lichtwirkung verwendet wird. Eine langfristige Nutzung dieser Funktion wird jedoch nicht empfohlen. Maximal einmal pro Woche.
- Sie können die Maske zusammen mit Hautpflegeprodukten verwenden. Wenn Sie die Maske zusammen mit Kosmetikprodukten verwenden, empfehlen wir, ein rotes LED-Licht zu verwenden und die Maske anschließend mit einem feuchten, weichen Tuch zu reinigen und zu trocknen.
- Wir empfehlen, die Maske maximal 20 Minuten pro Tag zu verwenden. Sie können mehrere Behandlungen (Farben) an einem Tag ausprobieren, aber warten Sie dazwischen mit mindestens 10 Minuten.
- Verwenden Sie die Maske idealerweise 2 - 3 Mal pro Woche.
- Bei einer dauerhaften regelmäßigen Anwendung wird empfohlen, die Maske maximal ein Jahr zu verwenden und dann einen Monat lang gar nicht zu verwenden.

LED-LICHTEFFEKTE

<p>Blaues Licht</p> 	<p>Sterilisation, unterdrückt Entzündungen</p>
<p>Grünes Licht</p> 	<p>Reduziert Hautfett</p>
<p>Rotlicht</p> 	<p>Hellt die Haut auf, glättet Fältchen</p>
<p>Hellblaues Licht</p> 	<p>Verbessert den Stoffwechsel</p>
<p>Lila Licht</p> 	<p>Reduziert Aknenarben</p>

<p>Gelbes Licht</p> 	<p>Energetisiert die Haut</p>
<p>weißes Licht</p> 	<p>Reduziert Sommersprossen</p>

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATION

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen bleiben unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben ist. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält oder dessen vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch die Schuld des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle Überholung, fehlerhafte Montage, unzureichende Pflege
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach seiner Lieferung nach einer Beschädigung der Ware zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

**CZ
SEVEN SPORT GmbH**

Sitz
Hauptsitz:
Reklamation und Service:

Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ
Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO:
Steuernummer:

26847264
CZ26847264

Tel.:
Mail:

+420 556 300 970
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web:

www.inSPORTline.cz

**SK
inSPORTline GmbH**

Hauptsitz, Reklamation, Service:

Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO:
Steuernummer:

36311723
SK2020177082

Tel.:
Mail:

+421(0)326 526 701
objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web:

www.inSPORTline.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: